

انکوباتور توسان 110A



تنظیم درجه حرارت نسبت به دمای هوای محفظه

- دمای داخل محفظه در این حالت از ۲۸ الی ۳۷ درجه در حالت عادی قابل تنظیم است.
- با روشن شدن دستگاه نشانگر تنظیم درجه حرارت دمای ۳۰ درجه را نشان می دهد.
- با کلیدهای تنظیم دما می توانید دمای تنظیمی را به میزان موردنظر (طبق تجویز پزشک) تغییر دهید.
- در صورت نیاز به دمای بیش از ۳۷ درجه سانتی گراد با فشار دادن کلید ۳۹ درجه (حالت ویژه) دمای داخل محفظه تا ۳۹ درجه سانتی گراد قابل تنظیم می باشد.
- در این حالت هشدار ۳۹.۳ به ۴۰ درجه تغییر میکند.

هشدار

- در صورت افزایش دمای داخل محفظه و رسیدن به دمای ۳۹.۳ (۴۰ درجه در حالت ویژه) **OVER HEAT** هشدار نوری و صوتی (دمای بیش از حد مجاز) فعال شده و فعالیت هیتر را قطع می کند.
- در صورت بروز هر گونه اشکال در حسگر دمای محفظه، آلارم نوری و صوتی **SEN.F** فعال می شود. (این خطا باعث نشان دادن عدد ۲۰ یا ۴۵ در قسمت نمایش دمای محفظه می شود)
- در صورت بروز هر گونه مشکل در رسیدن دمای محفظه تا دمای تنظیمی مورد نظر (با اختلاف ۲ درجه) بعد از ۳۰ دقیقه آلارم صوتی و نوری **A.S.D** فعال می شود. در این حالت با فشار دادن کلید **A.S.D** دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر به کار خود ادامه خواهد داد. در صورت تکرار این خطا (۳۰ دقیقه دوم) مجددا آلارم هشدار صوتی فعال شده و در این حالت کلیه کلیدهای دستگاه باید خاموش و پس از رفع عیب مجددا راه اندازی شود.
- در صورت بروز هر گونه مشکل در سیستم گردش هوا هشدار نوری و صوتی **FAN.F** فعال شده و گرم کننده قطع خواهد شد.



تنظیم درجه حرارت نسبت به دمای بدن نوزاد

با فشار دادن کلید AIR/SKIN قسمت SKIN فعال می شود (نمایشگر قرمز روشن می شود). این قسمت ویژه تنظیم دمای بدن نوزاد (به صورت غیرمستقیم) توسط افزایش دمای داخل محفظه می باشد سایر تنظیمات دستگاه در این حالت مانند حالت قبل می باشد.

نظافت و ضدعفونی کردن دستگاه

برای قرار دادن نوزاد جدید در انکوباتور، دستگاه می بایست تمیز و ضدعفونی شود برای اینکار لازمست:

- ۱ - ابتدا محفظه را باز کرده و تمام سینی ها را بیرون بیاورید
- ۲ - پارچه تمیز و نرم آغشته به محلول ضدعفونی را به تمام سطوح بکشید.
- ۳ - پس از تمیز کردن سطوح داخلی سینی ها را نیز با پارچه تمیز آغشته به محلول ضدعفونی کننده تمیز کرده و درجای خود قرار دهید
- ۴ - پس از هر بار استفاده حتما فیلتر هوا را بازرسی نمایید و در صورت کدر شدن آن را تعویض نمایید

توجه

- پیشنهاد می شود برای ضدعفونی از محلول ساولن رقیق (۰.۱٪) یا هایژن استفاده شود.
- از مواردی چون الکل - اتر - دتول - هیبتان و فرمل برای نظافت دستگاه استفاده نکنید
- ماندن حتی مقدار اندکی از مواد قابل اشتعال نظیر اتر یا الکل در درون انکوباتور و در مجاورت اکسیژن می تواند موجب بروز آتش سوزی شود.
- در زمان جابجایی سینی ها مراقب سنسورها باشید تا آسیب نبینند
- برای جلوگیری از انتقال آلودگی برای هر دستگاه از یک پارچه یا دستمال استفاده شود
- در هنگام جابجایی یا تمیز کردن، مراقب تشک نوزاد باشید در صورت پاره شدن، تشک نوزاد می تواند خود یک منبع آلودگی به حساب آید.
- در صورت نیاز و طبق دستور پزشک می توانید برای ضدعفونی کردن دستگاه از گاز فرمل استفاده کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران