




سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مونیتور MEDIANA



- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۲- کلید بازگشت | ۱- نمایشگر آلارم |
| ۱۳- دسته انتخاب وضعیت | ۲- صفحه نمایش LCD |
| ۱۴- کانکتور ECG | ۳- نمایشگر روشن یا خاموش بودن دستگاه |
| ۱۵- کانکتور SPO ₂ | ۴- وضعیت شارژ باتری نمایشگر A |
| ۱۶- کانکتور NIBP | ۵- وضعیت شارژ باتری نمایشگر B |
| ۱۷- TEMP1 | ۶- نمایشگر اتصال به برق |
| ۱۸- TEMP2 | ۷- کلید روشن خاموش دستگاه |
| ۱۹- کانکتور کپنوگراف | ۸- پرینت |
| ۲۰- IBP1 | ۹- قطع آلارم |
| ۲۱- IBP2 | ۱۰- Trend ها و جدولها |
| | ۱۱- NIBP |

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران