





سازت دین‌الهی علوم پزشکی تهران

## دستگاه هیومدیفایر Fisher & Paykel، مدل MR850

نمایندگی انحصاری: شرکت شالچیلار، تلفن: ۸۸۸۹۳۳۱۱ (ده خط)

این دستگاه بمنظور گرم و مرطوب نمودن گازهای تحویلی به بیمار در حین ونتیلیسیون و یا سایر فرآیندهای کمک تنفسی استفاده می‌شود.





مدل ۸۱۰

•

- |   |   |   |                 |                                 |
|---|---|---|-----------------|---------------------------------|
| ● | ● | ● | High setting:   | All three LEDs illuminated      |
| ● | ● | ○ | Medium setting: | Left and middle LED illuminated |
| ● | ○ | ○ | Low setting:    | Left LED illuminated only       |

جهت كسب اطلاعات بيشتر به دفترچه راهنما رجوع نماييد .