

## SHINMED sw918 نبولایزر



این دستگاه جهت تبدیل دارو ها به قطرات ریز (نبولایز کردن) برای رفتن دارو ها به آلوئل ها و تاثیر موضعی آن استفاده می شود.

۱- نشانگر Activated (نشان دهنده فعال بودن دستگاه)

۲- Water Alarm (اخطار اتمام آب)

۳- mist volume (تعیین میزان رطوبت)

۴- timer (تعیین میزان زمان کار دستگاه)

۵- on \_off (دکمه روشن و خاموش)

۶- محفظه مایع

۷- لوله انتشار دارو (دارو از این طریق در فضا منتشر میشود)

بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده (دکمه power را روی OFF قرار دهید) و آن را از برق جدا کنید.



سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران