



چک لیست ونتیلاتور (کاربران)

مدل دستگاه:		مارک دستگاه:	
شماره سریال:		شماره ثبت تجهیزات پزشکی:	
سوال	توضیحات	بله	خیر
آیا شرایط فیزیکی بدنه (تمیزی استحکام عدم شکستگی و...) مناسب است؟			
آیا ترالی در وضعیت مطلوبی بوده و قرار دارد؟ (چرخ ها سهولت حرکت ترمز ها تراز بودن و...)			
آیا کابل و سیم ها از نظر ظاهری (عدم وجود قطعی له شدگی و...) سالمند؟ آیا تیوب ها و شلنگ ها تمیز و سالم اند؟ آیا طول سیم مناسب است؟			
آیا کمپرسور به موقع فعال شده و از نظر تبادل حرارتی در فضای مناسبی قرار دارد؟			
آیا آلارم های دستگاه فعالند و حجم صدای آنها مناسب است؟			
آیا کنترل ها و کلید ها بدرستی عمل می کنند و دستگاه در مدهای متفاوت عملکرد مناسبی دارد؟			
آیا دستگاه هنگام قطع برق بصورت اتوماتیک روی حالت کار با باتری سوئیچ می شود؟			
آیا شلنگ ها و اتصالات دستگاه بدون نشت بوده و سالم می باشد؟			
آیا تمامی وسائل یدکی و امکانات اضافی مورد نیاز در کنار دستگاه موجود است؟			
آیا در صورت قطع اکسیژن یا هوای فشرده سانترال، کمپرسور به موقع به کار افتاده و بخش دارای کپسول اکسیژن پرنابل می باشد؟			