


شماره
تاریخ
سوت
ندارد

اتوماسیون اداری متمرکز



سازمان غذا و دارو

اداره کل تجهیزات پزشکی

دانشگاه معاونت های درمان کلج دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: تمین نمودن و ضد عفونی تجهیزات پزشکی

سلام علیکم؛

احتراما، با توجه به گزارش یک مورد حادثه در دستگاه و رتیلاتور یکی از مراکز درمانی کشور، خواهشمند است به کلیه مراکز درمانی تابعه آن دانشگاه محترم ابلاغ فرمایید، در خصوص روش و نوع مواد مورد استفاده جهت تمین نمودن و ضد عفونی دستگاه های پزشکی و لوازم جانبی آن، دقیقا طبق توصیه های مندرج در راهنمای کاربری کمپانی سازنده و شرکت نمایندگی، اقدام شود. همچنین توصیه می شود، بمنظور جلوگیری از موارد مشابه در صورت استفاده از مواد ضد عفونی کننده، بدلیل خاصیت قابل اشتعال بودن آنها، از خشک شدن کامل این مواد قبل اتصال لوازم جانبی و روشن نمودن دستگاه، اطمینان کامل حاصل شود. در پایان توصیه می شود، جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربری دستگاه ها مراجعه نموده و با شرکت نمایندگی در این خصوص هماهنگی بعمل آید.

دکتر حسین کیوانی
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی