

جدول شماره ۲: تجهیزات و وسایل پزشکی یکبار مصرفی که در صورت رعایت موازین کنترل عفونت و تبعیت از چرخه استریلیزاسیون قابلیت استفاده مجدد را دارا می باشند:

ردیف	تجهیزات / وسایل مصرفی پزشکی	روشی استریل مجدد
۱	انواع استابلهای عروقی - آندو - خطی برشی	پلاسمما (به علت حیاتی بودن و احتمال بالای انتقال عفونت متقاطع کارتریج ریوز نشود)
۲	هند پیس هارمونیک	پلاسمما - اتوکلاو بستگی به جنس آن دارد.
۳	شیور سینوس	پلاسمما - اتوکلاو بستگی به جنس آن دارد.
۴	اختاپوس قلب	پلاسمما - Eto
۵	رابط فیکو (اینفینیتی - استلاریس)	پلاسمما - اتوکلاو
۶	انواع کاست فیکو	پلاسمما - گند زدایی سطح بالا
۷	تیغه تریفان (پیوند قرنیه)	پلاسمما - Eto
۸	پانچ پیوند	پلاسمما - Eto
۹	انواع پروب نور	پلاسمما
۱۰	انواع پروب ویتراکتومی	پلاسمما
۱۱	کوتر داخل چشم	پلاسمما - Eto
۱۲	انواع رابط تزریق و تخلیه سیلیکون	پلاسمما
۱۳	هند پیس لیگاشور	پلاسمما - Eto
۱۴	کوبلیشن وارد	پلاسمما
۱۵	کنتر های رابط EPS	پلاسمما
۱۶	سوزن بروکن برو (شستشوی مناسب و مطلوب دستی با استفاده از برس و ماده شوینده بلافاصله بعد از انجام پروسیجر، استفاده از محلول های ضد عفونی بینابینی مطابق با زمان و غلظت توصیه شده کارخانه سازنده و نظارت دقیق بر نحوه شستشو)	پلاسمما - Eto
۱۷	ملزومات پزشکی ERCP پنس نمونه برداری بسکت خروج سنگ گاید وایر	پلاسمما - Eto پلاسمما - Eto پلاسمما - Eto پلاسمما - Eto

--	--	--

قوانین کلی:

در اعمال جراحی چشم:

۱. تمامی تجهیزات آغشته به خون، ترشحات و مایعات بیماران عفونی قطعی نبایستی ریوز شوند.
۲. برای افرادی که دارای یک چشم بوده و درنوزادان یا افراد که مستعد ابتلاء عفونت می باشند، از تجهیزات نو استفاده شود.
۳. دفعات استفاده مجدد از تجهیزات منوط به تجربه پزشک متخصص است.
۴. رعایت کامل چرخه استریلیزاسیون و استفاده از اتوکلاو پلاσμα ضرورت دارد.
۵. رابط سیلیکون و رابط هوا که تماسی با چشم بیمار ندارد می تواند چندین بار استفاده شود.

تجهیزات ارتوپدی:

۱. کلیه تجهیزات ارتوپدی می توانند دوباره با رعایت چرخه استریلیزاسیون استفاده مجدد شوند ، به جز آرتروپلاستی.
۲. در استپلرها کارتریج نباید استفاده مجدد شود و لی هندلر آن با ۴ تا ۵ کارتریج قابل استفاده است.

در تجهیزات قلب باز و کت لب:

۱. با توجه به بازه قیمتی بالای این تجهیزات، بر اساس گفته جراحان ، هند پیس لیگاشور در هیچ کجای دنیا یک بار مصرف نیست .
۲. اختاپوس قلب شبیه به لیگاشور با هزینه بالا و بر اساس گفته جراحان قابل استفاده مجدد است.