



معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چک لیست انکوباتور نوزاد (واحد مهندسی)			
		مدل دستگاه:	مارک دستگاه:
		شماره سریال:	شماره ثبت تجهیزات پزشکی:
سوال	توضیحات	بله	خیر
پس از تست با مولتی متر آیا دوشاخه ها فیوز ها کابل ها و پروب ها سالم می باشند؟			
آیا المنت گرم کننده در دسترس است و پیچ ها و اتصالات آن محکمند؟			
آیا دمای محفظه با دمای تنظیم شده مطابقت دارد؟			
آیا فن از لحاظ عملکرد و عدم وجود ارتعاشات و صدای زیاد مناسب است؟			
مشخصه های قطع آلارم را بررسی کنید			
آیا مقاومت زمین در حد استاندارد است؟ (بررسی طبق دستورالعمل)			
آیا عملکرد نشانگر دمای پروب مناسب است؟ (بررسی طبق دستورالعمل)			
آیا عملکرد آلارم ها مناسب است؟ (بررسی طبق دستورالعمل)			
آیا باتری دستگاه عملکرد مطلوبی دارد؟ (بررسی طبق دستورالعمل)			